

## CARACTÉRISTIQUES SÉMINALES DES ÉTALONS EN FONCTION DU TYPE DE MISE À LA REPRODUCTION

|   | Saillie naturelle ou IA immédiate |                | IA réfrigérée |                | IA congelée  |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|   | Races de sang                     | Races de trait | Races de sang | Races de trait | Toutes races |
| Concentration (millions spz/mL)               | ≥ 73                              | ≥ 28           |               |                | ≥ 60         |
| Nombre total de spz (milliards/éjaculat)      | ≥ 2,5                             | ≥ 1,9          |               |                |              |
| % spz mobiles après dilution                  | ≥ 55                              | ≥ 31           | ≥ 70          | ≥ 60           | ≥ 55         |
| % spz mobiles après 24h à 4°C et 10min à 37°C | ≥ 15                              | ≥ 5            | ≥ 40          | ≥ 30           |              |
| % spz mobiles après 48h à 4°C et 10min à 37°C | ≥ 5                               |                | ≥ 30          | ≥ 20           |              |
| % spz mobiles après congélation à -196°C      |                                   |                |               |                | ≥ 35         |