

RÉCOLTE ÉTALON

les différentes techniques



« Missouri » : Vagin artificiel fermé et souple



« INRA ou Colorado » : Vagin artificiel fermé et rigide. Technique classique



« Vagin Ouvert » : Vagin artificiel rigide, mais sans tube de latex

→ Récolte uniquement des 3 premiers jets



Partie solide des vagins à désinfecter entre deux animaux + latex changés systématiquement

Laverie



Juste avant récolte :

- +
- Vérifier température (40/42°C)
 - **Lubrification du vagin** (Monot Gel ou vaseline)

+

Préparation de l'étalon à la récolte
(« cérémonial »)

Montage du vagin artificiel (cônes et vagins à l'étuve, latex secs) :

→ Ajout d'eau à 43/48°C

→ Mise sous pression

Récolteur prêt → arrivée de l'étalon



Etalon en érection complète → **incitation de l'étaillonnier à chevaucher** le mannequin ou la jument bout-en-train



Récolteur, à droite de la jument ou du mannequin, **orienter la verge à l'entrée du vagin**